



Беспроводной массажер CleverCare Shiatsu Advanced



Инструкция по эксплуатации

Данная модель массажера CleverCare является высокопроизводительной и простой в управлении, помогающей укрепить тело и расслабиться. Универсальный шиацу массажер эффективно и комфортно прорабатывает шею, спину, плечи, ноги и бедра. Подогрев усилит эффект расслабления, кроме того, поможет устранить усталость, снизить давление и улучшить кровообращение. Инженеры, вдохновленные совершенством человеческого тела создали эргономичный по форме и максимально функциональный продукт, грамотно воздействующий на акупунктурные точки организма, создавая эффект самого лучшего массажа, который вы когда-либо получали!

Функции

- Беспроводной, легкий и портативный
- Имитирует движения рук профессионала
- Массаж по / против часовой стрелки
- Тепловая терапия

Включение массажера

Подсоедините USB кабель к сетевому адаптеру, внешнему аккумулятору, ПК или к любому другому USB устройству для подзарядки. Для сохранности батареи не рекомендуется использовать устройство во время его подзарядки.

Технические характеристики

Мощность: 25 Вт
Напряжение: 7,4 В
Емкость встроенной батареи: 2200 мАч
Длительность сеанса: 15 мин
Тип встроенной батареи: Литий-ионная батарея
Время до полной зарядки: 4~5 часов, индикатор будет гореть красным в процессе зарядки
Время автономной работы: 1~2 ч
Режимы массажа: Вибрационный, роликовый (по / против часовой стрелки)
Габариты: 53×2×13 см
Вес: 1,33 кг

Инструкция



1. Займите комфортное положение прежде, чем включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, после чего по умолчанию активируется второй уровень интенсивности. Устройство автоматически отключится через 15 минут, либо вы можете выключить его нажав повторно на кнопку Вкл./выкл. (1).
3. Для того, чтобы поменять направление движения роликов, однократно нажмите на кнопку Направление (2).
4. Для переключения интенсивности (2 режима) нажмите кнопку Скорость (3).
5. Для включения /выключения подогрева нажмите на кнопку Подогрев (4).



Шейно-воротниковая зона



Шея



Спина



Поясница



Бедра



Живот

Меры предосторожности

- **Зарядка должна происходить от источника питания с напряжением строго 5В**
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Не используйте за рулем или во сне.
- Не используйте в состоянии алкогольного опьянения или после принятия снотворного.
- Не рекомендуется употреблять пищу за час до массажа.
- В целях защиты аккумулятора не рекомендуется использовать массажер во время подзарядки
- Не проводите длительные сеансы массажа (оптимальная длительность 15 минут)
- Не роняйте устройство.
- Если устройство начало выдавать ошибки в работе, необходимо прекратить его эксплуатацию.
- Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
- Во время работы и подзарядки массажера не протирайте его какой-либо тканью либо салфетками.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Всегда отсоединяйте кабель от источника питания, если массажер находится не под вашим присмотром.
- Храните и используйте массажер вдали от воды, огня и агрессивной внешней среды.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите применение массажера.

Поиск неисправностей

Если в работе продукта возникла неисправность, обратитесь к приведенной ниже таблице.
Если неисправность не может быть устранена или изделие по-прежнему не работает, отключите питание и обратитесь в сервисный центр для проведения технического обслуживания.
Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.

Основные жалобы	Возможная причина	Устранение проблемы
Устройство не включается	Проверьте уровень заряда батареи, он может быть слишком низким.	Подзарядите устройство (4 часа)
Устройство не заряжается	Возможно не подключен порт питания к шнуру питания	Переподключите, при корректном подключении кнопка питания начнет мигать
	Возможно поврежден порт USB на источнике питания	Проверьте, нет ли на порте USB каких-либо повреждений и если заподозрили что-то, обязательно обратитесь к профессионалу для ремонта
	Возможно не совпадают спецификации розетки и зарядного устройства	Уточните заявленные характеристики устройства и сопоставьте со спецификацией розетки
Массажер включается, но не работает	Оставшейся мощности не хватает для работы	Замените устройство

Лица, кому не рекомендовано использование массажера

- Если вы относитесь к какой-либо из перечисленных групп, перед применением проконсультируйтесь с врачом.
- Пациенты, перенесшие операции на стопе, отеки и воспаления, гиперемии, тяжелый артрит, травмы и другие заболевания конечностей; болезни сердца, головного мозга и легких; заболевания крови со склонностью к кровотечениям; остеопороз и заболевания мягких тканей; младенцы и беременные женщины.
 - Лица, проходящие курс лечения.
 - Онкологические больные.
 - Больные с острым течением болезни.
 - Больные остеопорозом.
 - Лица с кардиостимуляторами и прочими имплантированными электроприборами.

Уход и хранение

- Используйте мягкую и сухую ткань для удаления пыли и другой грязи с устройства.
- Храните в сухом и проветриваемом месте, когда массажер не используется.
- Не оставляйте изделие в местах с высокой температурой, влажностью, а также под прямыми солнечными лучами.
- Когда срок хранения превышает 3 месяца, продукт следует проверить и включить для тестирования.



clevercare.ru



vk.com/clevercare