

Массажер для ног CleverCare Элизиум - главный помощник в вопросе здоровья Ваших ног.

Данная модель глубоко прорабатывает мышцы, облегчает боль и улучшает состояние всего организма. Воздушные подушки восстанавливают работу клапанов вен, не давая стенкам сосудов растягиваться, а крови — застаиваться.

Такой массаж является профилактикой варикозного расширения вен и после него Вы ощутите легкость в ногах.

Ролики, движущиеся в определенном направлении и с заданной скоростью, глубоко прорабатывают мышцы ног.

Эффект от роликового массажа аналогичен сеансу рук профессионального массажиста.

Прогрев стоп увеличивает эффективность массажа, снимает мышечное напряжение и усталость.

Удобная русифицированная панель управления будет понятна всем членам семьи.

Лаконичный дизайн и универсальный цвет позволяют легко вписать массажер CleverCare Элизиум в любой интерьер.

Технические характеристики:

Тип массажера: роликовый, воздушно-компрессионный

Длительность сеанса: таймер 10, 15, 20, 25, 30 минут

Количество режимов: 10

Питание: от сети (кабель 2м)

Номинальное напряжение: 100V~240V 50Гц

Мощность, Вт: 35

Комплектация: массажер для ног и икр, инструкция

Эксплуатация и управление



Кнопка вкл/выкл

Вставьте кабель массажера в розетку, нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить массажер.

После использования массажера, нажмите на эту же кнопку, чтобы выключить питание. Автоматическое отключение массажера для ног через 15 минут (при нажатии на кнопку вкл/выкл 15 минут устанавливается по умолчанию).

Кнопка установки таймера

Коротким нажатием на эту кнопку выберите 1 из 5 временных режимов массажа.

Кнопка роликового массажа

Короткое нажатие на эту кнопку позволит выбрать 1 из 3 режимов роликового массажа или вовсе отключить данный вид массажа.

Кнопка компрессионного массажа

Короткое нажатие на эту кнопку позволит выбрать 1 из 3 режимов интенсивности воздушно-компрессионного массажа или вовсе отключить данный вид массажа.

Кнопка прогрева

С помощью этой кнопки можно включить или отключить прогрев ног.

Кнопка ионизации

Функция ионизации в массажере для ног относится к функции, которая высвобождает отрицательно заряженные ионы во время работы. Считается, что эти ионы имеют потенциальную пользу для здоровья: улучшают качество воздуха, улучшают настроение и способствуют расслаблению.

USB порт

Данный порт можно использовать для заряда мобильного телефона или пауэр-банка.



Если Вы почувствуете какие-либо неприятные ощущения во время массажа, пожалуйста, прекратите использование гаджета.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Меры предосторожности:

- Не подключайте массажер к питанию влажными руками.
- Не используйте массажное устройство в местах с плохой вентиляцией, например, под одеялом, это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
- Если массажер или его провода повреждены, немедленно прекратите использование устройства.
- Не используйте массажер во время сна.
- После еды в течение 30 минут нельзя пользоваться массажным аппаратом
- Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
- Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.
- Не тяните за шнур питания, не подвешивайте массажер.

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, гипертония, лихорадка, церебральный, атеросклероз, церебральный тромбоз, заболевания сердца, остеопороз, переломы ног;
- используете кардиостимулятор или у вас имплантированные медицинские устройства в стопах;
- проходите реабилитацию после операции.

Уход и хранение:

- Перед очисткой массажного аппарата выньте шнур питания из розетки.
- Не используйте для чистки массажера бензол, разжижающее вещество или другие агрессивные растворители.
- Если массажер не используется долгое время, рекомендуется свернуть шнур питания переменного тока, убрать в коробку и поместить в сухое, проветриваемое место.
- Не храните оборудование при высоких температурах, открытом огне или под прямыми солнечными лучами.
- Используйте оборудование при свете.



vk.com/clevercare



vk.com/clevercare



clevercare.ru

Инструкция по эксплуатации Массажер для ног CleverCare Элизиум Артикул CC-2993Л



CleverCare. Feel your beauty

Благодарим Вас за приобретение продукции CleverCare. Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.