



Инструкция по эксплуатации



Массажер EMS для лица и шеи с тепловым режимом CleverCare

Схема продукта



1. Нажмите и удерживайте кнопку для включения массажера. Для переключения режимов работы нажимайте кнопку однократно. Для настройки степени интенсивности используйте двойное нажатие на кнопку.
2. Длительность работы каждого режима составляет 5 минут. Через 4 минуты после начала работы индикатор режима работы будет мигать.
3. При низком заряде батареи индикаторы режимов работы будут мигать 10 раз, затем массажер автоматически выключится.
4. Не используйте массажер во время зарядки батареи. В процессе зарядки индикаторы уровня интенсивности будут мигать. При полной зарядке все три индикатора горят постоянно.

Спецификация

Наименование: Массажер EMS для лица и шеи с тепловым режимом
 Модель: DS-8822
 Размер: 85*106*45мм
 Время зарядки: 3.5 часа
 Напряжение батареи: 3.7В
 Материал: ABS пластик
 Мощность: 1.5Вт
 Емкость батареи: 500 мАч
 Основные функции: подтягивание, омоложение кожи

Описание режимов работы

Очищение и омоложение кожи	Синий свет + высокочастотная вибрация
EMS – воздействие микротоками	Фиолетовый свет + высокочастотная вибрация
Тепловой режим	Постоянная температур 45 градусов Цельсия + высокочастотная вибрация



Синий свет способствует синтезу коллагена, пробуждает клетки кожи, подтягивает дряблую кожу, сужает мелкие поры, значительно улучшает состояние жирной кожи и чувствительной кожи.



Красный способствует повышению жизнеспособности клеток, ускоряет кровообращение, способствует росту фибробластов и коллагена, уменьшает морщины и пигментные пятна, подтягивает кожу.



Фиолетовый свет способствует повышению уровня кислорода в клетках, улучшению микроциркуляции в поверхностных слоях кожи, нормализации оттока лимфы и снижению отеков, а также оказывает успокаивающее действие на кожу.



EMS микротоковая стимуляция генерирует выработку АТФ, улучшает эластичность мышечных волокон лица, активирует выработку коллагена и подтягивает кожу.

Описание устройства

Дизайн массажной головки обтекаемой формы разработан для шеи, с учетом анатомии человека, что позволяет максимально передавать энергию каждому дойму кожи шеи. Использование всех трех режима работы массажера способствует улучшению циркуляции крови, стимуляции акупунктурных точек, улучшению обмена веществ, уменьшению отеков и очерчиванию линии шеи, расслаблению мышц шеи и плеч, быстрому снятию усталости и восстановления физической силы.

Режимы работы: смягчение кожи и разглаживание морщин (синий свет), согревание и лифтинг (красный свет), подтяжка EMS (фиолетовый свет). Включите массажер длительным нажатием на кнопку включения. Выбирайте режим одиночным нажатием на кнопку, выбирая режимы один за другим. После окончания процедуры выключите массажер длительным нажатием на кнопку включения.

Для каждого режима есть три уровня интенсивности. Каждый режим имеет функцию высокочастотной вибрации.

USB кабель для зарядки в комплекте, безопасный и экологичный. Портативный размер массажера очень удобный для использования в любом месте в любое время. В разработке массажера применялась инновационная концепция бионического дизайна - изящный дизайн в форме рыбего хвоста.

Примечания

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить батарею.

Если устройство не используется длительное время (3 месяца и более) необходимо полностью разрядить батарею для хранения.

Уход за кожей шеи

Используйте средства по уходу за кожей регулярно. Выбирайте режим работы в соответствие с вашими персональными потребностями.

Массажную головку необходимо плавно перемещать от нижней части шеи к верхней. Таким же образом можно делать массаж шеи со стороны спины.

Уход за кожей лица

Используйте средства по уходу за кожей регулярно. Выбирайте режим работы в соответствие с вашими персональными. Надавливайте на акупунктурные точки, чтобы снять напряжение мышц.

Уход и хранение устройства

Выключите устройство, нажав на кнопку включения.

Протрите устройство мягкой тканью.

Не используйте агрессивные химические чистящие средства.

Правила безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, сохраните инструкцию, чтобы вы могли обращаться к ней в будущем.

Питание массажера осуществляется от встроенного аккумулятора, который заряжается от стандартного USB зарядного устройства. Время полной зарядки составляет 3.5 часа. Время работы от 2 до 12 часов в зависимости от используемых режимов работы.

Красный цвет индикаторов говорит о низком уровне заряда, в процессе зарядки индикаторы также красного цвета.

При полной зарядке индикаторы зеленого цвета.

Запрещено использовать устройство во время зарядки.

При включении устройства будет находится в том же режиме работы, при котором оно было выключено во время последнего использования.

Устройство имеет функцию нагрева, около 45 градусов Цельсия. Рекомендуется в тепловом режиме дополнительно использовать эфирное ароматическое масло или крем для массажа.

Если вы почувствовали себя плохо во время процедуры немедленно прекратите ее и обратитесь к врачу для консультации.

Устройство не герметично, запрещено помещать устройство в воду.

Храните массажер в сухом проветриваемом месте, избегайте воздействия прямых солнечных лучей и агрессивных химических веществ.

Пожалуйста, используйте только необходимое количество средств по уходу за кожей.

При чрезмерном использовании средств по уходу, кожа не впитает нанесенные средства полностью, что может привести к попаданию излишних средств внутрь изделия, и стать причиной поломки изделия. Пожалуйста, протрите устройство чистой тканью после использования.

Не допускайте использование устройства детьми.

Храните устройство в недоступном для детей месте.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос	Ответ
Устройство перестало вибрировать	Проверьте уровень заряда. Зарядите устройство полностью и включите заново. Если устройство не работает обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
Могу ли я применять массажер каждый день?	Да. Устройство спроектировано профессиональными инженерами и подразумевает использование несколько раз в день.
Можно ли использовать при аллергических реакциях на коже?	Массажер изготовлен в соответствии с международными стандартами безопасности материалов, здоровья. Не вызывает раздражения и аллергии на коже, пожалуйста, будьте уверены в ежедневном использовании
В какое время суток лучше использовать массажер?	В любое время. Рекомендуемая продолжительность применения 5-10 минут за один сеанс.



clevercare.ru



vk.com/clevercare