



urbanfit.pro



t.me/urbanfit_pro



vk.com/urbanfit_pro

URBANFIT
Clever Care

Инструкция по эксплуатации

Массажер для ног и икр

URBANFIT Clever Care DoubleRelax
с пультом ДУ



Артикул CC-U199

Благодарим Вас за приобретение продукции Urbanfit CleverCare. Перед началом использования устройства, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличит его срок службы.

Массажер для ног и икр URBANFIT Clever Care DoubleRelax с пультом ДУ - массажер с компрессионным эффектом, функциями скребкового, роликового и разминающего массажей.

Роликовые элементы выполняют скребковый массаж свода и внутреннего края стопы, стимулирует акупунктурные точки ног, улучшают общее кровообращение и повышают жизненный тонус. Функция подогрева облегчает боли в стопе и снимает усталость мышц. Погрузитесь в ощущение тепла и комфорта, позволяющее полностью расслабить тело и забыть о стрессе. Благодаря наличию пульта дистанционного управления, Вы легко можете выбрать оптимальный режим и интенсивность массажа. Разнообразные программы и режимы настроек позволяют индивидуализировать массаж под ваши предпочтения и потребности. Каждый режим массажа автоматически запрограммирован на 15 минут.

Внимание: перед использованием массажера ног подключите воздушный шланг к разъему на задней панели аппарата, как показано на рисунке ниже.



Технические характеристики:

Автоотключение	через 15 минут
Питание	от сети
Напряжение	220В
Частота	50 Гц
Мощность	60 Вт
Громкость	менее 55дБ
Подогрев	2 уровня
Разминающий массаж	5 режимов
Сила массажа	9 уровней интенсивности воздушно-компрессионного массажа

Меры предосторожности

- Не используйте массажер, если корпус или шнур питания повреждены.
- Не проливайте жидкость на устройство во избежание несчастных случаев, вызванных коротким замыканием.
- Пожалуйста, отключайте вилку питания от сети после использования или перед чисткой, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не подключайте и не вынимайте вилку питания мокрыми руками. Не тяните за шнур питания при подключении или отключении питания.
- Не используйте массажное устройство в местах с плохой вентиляцией, например, под одеялом, это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
- Не садитесь и не наступайте всем весом на устройство.
- Не используйте массажер во время сна.
- Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
- Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.

Уход и хранение

1. Перед очисткой массажного аппарата выньте шнур питания из розетки.
2. Не используйте для чистки массажера бензол, разжигающее вещество или другие агрессивные растворители.
3. Не очищайте массажный аппарат и шнур питания влажной тканью, не используйте спирт. Для этого необходимо использовать сухую хлопчатобумажную ткань.
4. Если массажер для ног не используется долгое время, рекомендуется свернуть шнур питания переменного тока и хранить его в чистом сухом месте.
5. Не храните оборудование при высоких температурах, открытом огне или под прямыми солнечными лучами.
6. Используйте оборудование при свете; не бросайте, не сдавливайте устройство и не допускайте сильных ударов по нему.

Таймер	от 5 до 30 минут (каждое нажатие добавляет 5 минут)
Воздушно-компрессионный массаж:	3 режима

Комплектация

- Массажер
- Пульт ДУ
- Инструкция



Артикул CC-U199



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Схема продукта

Манжеты для воздушно-компрессионного массажа



Панель управления

Панель управления

ЖК-дисплей



Пульт ДУ

