



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажер для ног CleverCare
Модель JF8879

Техническое обслуживание изделия

А: хранение

1. Поместите изделие в продажную упаковку и положите в безопасное, сухое, проветриваемое и прохладное место.
2. Не перекручивайте провод.
3. Никогда не подвешивайте изделие на проводе.
4. Не допускайте нанесения царапин на корпус изделия острыми предметами.
5. Не размещайте изделие под прямыми солнечными лучами и не подвергайте его воздействию высокой температуры.

В: очистка

1. Перед очисткой изделия убедитесь в том, что питание выключено, и выньте вилку из розетки.
2. Желательно использовать влажную ткань для очистки поверхности изделия.
3. Никогда не используйте для очистки изделия агрессивные чистящие средства, такие как бензин или растворитель.

С: Техническое обслуживание

1. Храните изделие в чистоте и вдали от высоких температур.
2. Если вы не пользуетесь продуктом в течение длительного времени, накройте его пылезащитным чехлом, чтобы на него не попала пыль.



8

Благодарим вас за покупку массажера для ног CleverCare. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием изделия и уделите внимание разделу, посвященному технике безопасности, чтобы правильно эксплуатировать массажер.

Настоящее руководство предназначено для того, чтобы помочь пользователям безопасно и эффективно использовать изделие. Пожалуйста, после прочтения сохраните это руководство, чтобы при необходимости воспользоваться им в будущем.



Содержание

- Советы по технике безопасности
- Компоненты изделия
- Характеристики изделия и инструкция по эксплуатации
- Режимы работы и описание функций
- Технические характеристики изделия
- Устранение неисправностей
- Техническое обслуживание изделия

1

Советы по технике безопасности

Важные инструкции по технике безопасности

1. Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование изделия, перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
2. Используйте этот продукт только в соответствии с руководством по продукту.
3. Отключайте шнур питания от розетки после использования или перед чисткой изделия.
4. Будьте осторожны при использовании функции нагрева, чтобы избежать ожогов.
5. Лицам с ограниченными способностями, чувствительной кожей или плохой циркуляцией крови следует соблюдать осторожность при использовании изделия.
6. Не позволяйте детям или людям с физическими или умственными отклонениями использовать функцию подогрева самостоятельно. Пожалуйста, проследите за ними.
7. Во избежание поражения электрическим током или ожогов от перегрева не кладите изделие во включенном состоянии на подушку или одеяло.
8. Во избежание неисправностей или повреждений, вызванных чрезмерной температурой двигателя, не накрывайте изделие при использовании.
9. Если массажер использует ребенок, либо человек с физическими или психическими отклонениями, им нужен кто-то, кто будет руководить им и позаботится об их безопасности.
10. Если во время массажа вы почувствовали недомогание, немедленно прекратите массаж.
11. Не используйте изделие в следующих случаях: когда поврежден шнур питания или его вилка, когда изделие работает не как обычно, когда изделие было повреждено или упало в воду.
12. Не используйте запасные детали, не рекомендованные производителем.
13. Если вы хотите отключить питание, пожалуйста, остановите все операции, а затем отсоедините шнур питания.
14. Этот продукт не заменяет медицинские процедуры, диагностику или лечение, для этих целей обратитесь за советом к профессиональным медикам.

2

Устранение неисправностей

Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании этого изделия, воспользуйтесь следующими советами и возможными решениями. Если изделие по-прежнему неисправно, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Ситуация	Причина	Решение
Изделие не работает	1. Отсутствие питания 2. Функциональная кнопка не работает	1. Вставьте вилку в розетку или проверьте напряжение 2. Нажмите кнопку включения
Внезапная остановка работы	1. Отсутствие питания 2. Массаж длится более 15 минут 3. При слишком долгой работе сработала защита от перегрева 4. Приложено слишком большое усилие, массажный шарик заблокирован	1. Проверьте электропитание 2. Выключите и включите питание 3. Подождите немного, не включая изделие 4. Выключите и включите питание кнопкой питания



7

Режим работы и описание функций

Кнопка питания: Управление работой всего устройства и его выключение
Кнопка режима: Управление режимом массажа, эта машина имеет три режима, на дисплее отображается режим 1, режим 2, режим 3
Кнопка интенсивности: реализация трех типов преобразования; третья интенсивность - высокая, вторая - средний диапазон, первая: низкая интенсивность
Компрессия: воздушная подушка заполняется и сдувается на подъеме, параллельно включается режим массажа Шиаци, ролик не двигается. При этом дисплей ярко светится.
Кнопка нагрева: когда функция массажа включена, нагревом можно управлять самостоятельно. Когда происходит нагрев, дисплей включен и позволяет выполнять функцию подогрева лодыжки и стопы
Время: при одном нажатии кнопки время массажа увеличивается на 5 минут, верхний предел составляет 30 минут, а нижний предел - 5 минут. Когда три функции (вибрация, воздушная подушка и нагрев) включаются одновременно, лампа нагрева автоматически выключается.

Технические характеристики

Наименование: Массажер для ног CleverCare
 Модель изделия: JF8879
 Номинальное напряжение: 110В-240В 50-60Гц
 Номинальная мощность: 50Вт
 Таймер: 15 минут



6

Советы по технике безопасности

Рабочая среда

1. Во избежание выхода изделия из строя не используйте его во влажной или запыленной среде.
2. Во избежание выхода изделия из строя не используйте его при температуре выше 40 градусов.
3. Не используйте изделие на улице.
4. Не устанавливайте изделие рядом с обогревателем, возле плиты или под прямыми солнечными лучами.

Лица, которым нельзя пользоваться изделием

Перед использованием изделия в отношении лиц, для которых выполняются какие-либо из следующих условий, проконсультируйтесь с врачом

1. Лица, проходящие курс лечения или испытывающие физический дискомфорт
2. Лица с гипертонией, болезнями сердца, церебральным атеросклерозом, церебральным тромбозом
3. Лица, у которых имеются злокачественные опухоли
4. Беременные женщины
5. Лица с остеопорозом
6. Лица, использующие кардиостимуляторы или медицинские импланты
7. Лица, страдающие острыми заболеваниями
8. Несовременное

Важная информация о включении изделия

Не нажимайте на переключатель управления мокрыми руками. Не допускайте попадания на контрольный переключатель жидкостей, например, воды.

3

⚠ Внимание

1. Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения или физического дискомфорта.
2. Не используйте изделие непрерывно в течение более чем 30 минут.
3. Не используйте изделие, если было повреждено его тканевое покрытие.
4. Чтобы избежать побочных эффектов, не используйте изделие в течение часа до и после еды.
5. При использовании изделия в помещении с низкой температурой не включайте функцию нагрева сразу. Перед использованием рекомендуется постепенно доводить температуру до нормального диапазона.
6. Если изделие было перемещено из холодного помещения в теплое, это может повлиять на его нормальную работу из-за концентрации влаги в устройстве или даже вызвать отказ устройства. Поэтому, пожалуйста, перед запуском дайте изделию прогреться при нормальной комнатной температуре в течение одного часа.
7. Если шнур питания продукта поврежден, обратитесь к производителю. Шнур питания запрещается менять самостоятельно.

Компоненты изделия

1. **Центральная поверхность:** 6 независимых кнопок управления - функция управления массажем.
2. **Центральная нижняя часть:** шершавая поверхность массажной головки - для акупунктурного воздействия массажера на сводчатую область стопы. Можно включить подогрев.
3. **Передняя нижняя часть:** массажный ролик массажной головки - точечный массаж в области стоп.
4. **Задняя нижняя часть:** акупунктурный массаж в области пятки.
5. **Внутренняя часть:** воздушная подушка - близко к подъему, обеспечивает массаж давлением воздуха (компрессионный).
6. **Нижняя часть:** съемная ткань, которую можно стирать - чехлы.
7. **Нижняя часть:** углубление для хранения шнура питания.

Это изделие обладает следующими преимуществами:
 Полные возможности управления высокотехнологичным сенсорным ЖК-дисплеем | Удобная конструкция | Низкое напряжение | Пульт ДУ



4

Характеристики изделия

Особенности изделия

1. Дизайн в форме стопы, стильное, легкое портативное устройство.
2. С роликом для массажа стоп, скребком, разминающим элементом, давлением воздуха, нагревом, различными функциями оздоровительного массажа в одном устройстве.
3. Полный массаж стоп, глубокий массаж в различных акупунктурных точках, проходящие рефлекторной зоны меридиана стопы.
4. Съемное тканевое покрытие для очистки позволяет все время содержать устройство в чистоте.
5. 3 программы автоматического массажа для снятия напряжения и усталости.
6. Компрессионное воздействие на лодыжки.
7. Массаж Шиаци обеспечивает акупунктурный массаж в точках, расположенных на подошвах ваших ног.

Соответствие кнопок на пульте сенсорному ЖК дисплею на устройстве



5