



clevercare.ru



Feel your beauty

## Инструкция

Сауна для лица СК-002 с насадкой для ингаляций

### Комплектация



- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Насадка для лица  | 5. Переключатель      |
| 2. Назальная насадка | 6. База               |
| 3. Клапан            | 7. Световой индикатор |
| 4. Подставка         | 8. Мерный стаканчик   |

4

### Спецификация

- Работа от сети 110-240В, 50/60Гц;
- Нагрев по технологии PTC (Positive temperature coefficient);
- Два уровня интенсивности подачи пара;
- Встроенная защита от перегрева и воспламенения при отсутствии воды в резервуаре;
- Материал корпуса: экологичный ABS-пластик, полипропилен.
- Максимальное кол-во воды в резервуаре: 50 мл.
- В комплекте 2 насадки: для косметического ухода за лицом и паровая насадка для ингаляций.

### Применение

- Для глубокого очищения, гидратации кожи и поддержанию ее водного баланса;
- Для раскрытия пор перед последующими косметологическими процедурами;
- Для ингаляции носа при простуде и синусите (можно добавлять эфирные масла в воду);
- Способствует улучшению кровообращения лица, обновлению кожи;

1

### Меры предосторожности

- Не используйте продукт при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой, при тяжелой форме розацеа, прогрессирующей экземы и псориаза.
- При беременности и хронических заболеваниях, при необходимости добавления эфирных масел для ингаляций, рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- При появлении ожогов или любого дискомфорта после использования продукта, следует прекратить процедуры.
- Продукт следует использовать дома, не применять в банях и саунах или прочих помещениях с высокой влажностью.
- Не разбирать / не чинить продукт самостоятельно, обратиться в Сервисный Центр или к продавцу, у которого был приобретен товар.
- После процедуры обязательно поверните переключатель на отметку «0» и выключите питание от сети.

2

### Инструкция по применению

1. Налейте 50 мл воды в резервуар, при помощи мерного стаканчика, входящего в комплект. Вода не должна превышать отметку MAX.
2. Пластиковые шипы в нижней части каждой из насадок должны быть установлены в пазы на базе устройства. Повернув насадку по часовой стрелке, вы зафиксируете насадку на базе.
3. При использовании назальной насадки, ее следует установить в центр, при этом, она не фиксируется шипами, а может быть настроена под удобным для Вас углом.
4. Подключите устройство к сети и выберете интенсивность пара при помощи переключателя.
5. После завершения процедур, поверните переключатель в положение «0» и отключите устройство от питания.
6. После процедуры дайте коже отдохнуть 8 минут, после чего умойтесь холодной водой.

3